



**SELECTION
DENTAL SET
SELECCIÓN
CONSULTORIOS**

SAEVO 

DENTAL SET / CONSULTORIO

S 500 H

TECHNOLOGY ALIGNED WITH YOUR TALENT
UNA TECNOLOGÍA ADAPTADA A SU TALENTO



TRENDELBURG MOVIMENT
MOVIMIENTO DE TRENDELBURG



EXTENDED ALCANCE ARM WITH PAD
BRAZO ALCANCE CON PAD



MASSAGE SYSTEM*
SISTEMA DE MASAJE*



PAD CONTROL WITH
LED X-RAY VIEWER
PANEL DE MANDO PAD
CON NEGATOSCOPIO LED



WATER UNIT WITH
PROXIMITY SENSOR
UNIDAD DENTAL CON SENSOR
DE PROXIMIDAD



LED DENTAL LIGHT
WITH PROXIMITY SENSOR*
REFLECTOR LEDS CON
SENSOR DE PROXIMIDAD*



ELECTRIC MICROMOTOR OF SERIES
MICROMOTOR ELÉCTRICO DE SERIE



PNEUMATIC RETRACTABLE ARM
BRAZO NEUMÁTICO REBATIBLE



ALSO AVAILABLE IN F VERSION
TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN F



PEDAL CHIP BLOWER /
PEDAL CHIP BLOWER

*Optional / *Opcionales.

DENTAL SET S 500 COMPOSED BY CONSULTORIO S 500 COMPUESTO POR		
DENTAL CHAIR / SILLÓN DENTAL	ANVISA - 10069210062	
WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA	ANVISA - 10069210063	
EQUIPMENT / MÓDULO	ANVISA - 10069210075	
DENTAL LIGHT / REFLECTOR	ANVISA - 10069210069	

DENTAL SET / CONSULTORIO

S 400 H

TECHNOLOGY AS A SERIAL ITEM

LA TECNOLOGÍA COMO ÍTEM DE SERIE



PROXIMITY SENSOR SENSOR DE PROXIMIDAD

S 400 features an exclusive proximity sensor that automatically activates the water flow in spittoon.

S 400 cuenta con su sensor de proximidad único que activa automáticamente el flujo de agua en la escupideira.

ALSO AVAILABLE IN F VERSION
TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN F



DEBRIS FILTER / FILTRO DE RESIDUOS

Easy access, removal and cleaning.
Fácil acceso, extracción y limpieza.

INTEGRATED CONTROL PEDAL. PEDAL DE CONTROL INTEGRADO.

S 400 features an embedded command foot lever, based on joystick model.

S 400 cuenta con un pedal de mandos integrado, basado en el modelo joystick.

CHAIR BLOCKING MOVIMENTS BLOQUEO DE MOVIMIENTOS DEL SILLÓN

WORKING POSITION
POSICIÓN DE TRABAJO

SPIT POSITION
POSICIÓN DE ESCUPIR

RETURN TO ZERO POSITION
REGRESO A LA POSICIÓN ZERO

DENTAL LIGHT ACTIVATION
ACTIVACIÓN DEL REFLECTOR

UP AND DOWN MOVIMENTS OF THE SEAT AND BACKREST
ASCENSO Y DESCENSO DEL ASIENTO Y DEL RESPALDO



DENTAL SET S 400 COMPOSED BY CONSULTORIO S 400 COMPUESTO POR		
DENTAL CHAIR / SILLÓN DENTAL	ANVISA - 10059210062	
WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA	ANVISA - 10059210063	
EQUIPMENT / MÓDULO	ANVISA - 10059210075	
DENTAL LIGHT / REFLECTOR	ANVISA - 10059210069	

DENTAL SET / CONSULTORIO

S 300 H

TAKE CONTROL OF YOUR PRODUCTIVITY

USTED EN EL CONTROL DE SU PRODUCTIVIDAD



INTEGRATED CONNECTION BOX
CAJA DE CONEXIÓN INTEGRADA



EXTENDED ALCANCE ARM WITH PAD*
BRAZO ALCANCE CON PAD*

01 saliva air suctor.
01 suctor de saliva de venturi.

01 vacuum pump suctor*.
01 suctor bomba de vacío*.



ALSO AVAILABLE IN F VERSION
TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN F



PAD CONTROL F AND
LED X-RAY VIEWER*
PANEL DE MANDO PAD F
Y NEGATOSCOPIO LED*



PAD CONTROL H*
PANEL DE COMANDO PAD H*



3 LED DENTAL LIGHT*
REFLECTOR 3 LEDS



EASY FIX SYSTEM
SISTEMA EASY FIX



WATER UNIT WITH PROXIMITY SENSOR
UNIDAD DENTAL CON SENSOR
DE PROXIMIDAD



BIARTICULATED HEADREST
APOYO DE CABEZA BIARTICULABLE



INTEGRATED JOYSTICK CONTROL PEDAL
PEDAL DE MANDO JOYSTICK



WIDE AND ANATOMICAL UPHOLSTERY
TAPIZADO AMPLIO Y ANATÓMICO

*Optional / *Opcionales.

DENTAL SET S 300 COMPOSED BY CONSULTORIO S 300 COMPUESTO POR		
DENTAL CHAIR / SILLÓN DENTAL	ANVISA - 10069210062	
WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA	ANVISA - 10069210063	
EQUIPMENT / HÓDULO	ANVISA - 10069210075	
DENTAL LIGHT / REFLECTOR	ANVISA - 10069210069	

DENTAL SET / CONSULTORIO

S 200 F

CREATE A NEW WORKING ROUTINE

INSPIRE UNA NUEVA RUTINA DE TRABAJO



*Optional / *Opcionales.



PAD CONTROL F*
PANEL DE MANDO PAD F*



WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA
- Retractable at 90° / Plegable 90°.
- 01 Saliva air suctor / 01 Suctor de saliva de venturi.

BIARTICULATED HEADREST
APOYO DE CABEZA BIARTICULABLE



ALLOWS UP TO 5 WORKING TERMINALS
PERMITE HASTA 5 TERMINALES DE TRABAJO



PATIENT ARMREST
BRAZO DE APOYO PARA EL PACIENTE



COUPLED PEDAL
PEDAL DE MANDO
3 working positions and return to zero position.
3 posiciones de trabajo y posición zero.



3 LEDS DENTAL LIGHT*
3 LEDS REFLECTOR*
- Proximity sensor / Sensor de proximad.
- Rectangular light bean / Foco rectangular.
- Removable and autoclavable handles / Agarradeiras autoclavables y extraíbles.



ALSO AVAILABLE CART VERSION
TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN DE CARRITO



DENTAL SET S 200 COMPOSED BY CONSULTORIO S 200 COMPUESTO POR	
DENTAL CHAIR / SILLÓN DENTAL	ANVISA - 10069210062
WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA	ANVISA - 10069210063
EQUIPMENT / MÓDULO	ANVISA - 10069210075
DENTAL LIGHT / REFLECTOR	ANVISA - 10069210069

STOOL / TABURETE

PREMIUM PROFESSIONAL PROFESSIONAL II




STANDARD

STANDARD FIT



STANDARD PVC or VISCOELASTIC PVC* PVC ESTÁNDAR o PVC VISCOELÁSTICO*



LEATHER / CUERO**



ULTRALEATHER**



OPTIONAL / OPCIONAL

DENTAL SET / CONSULTORIOS	S200	S300	S400	S 500
DENTAL CHAIR / SILLÓN DENTAL				
Massage System / Sistema de masaje	N	N	N	O
PVC - Upholstery / PVC - Tapizado	S	S	S	S
Viscoelastic - Upholstery / Viscoelástica - Tapizado	N	O	O	O
Leather or UltraLeather - Upholstery / Cuero o UltraLeather - Tapizado	O	O	O	O
Joystick Pedal (5 buttons) / Pedal Joystick (5 funciones)	N	S	S	S
Integrated pedal with Chip Blower function (Escorpion) / Pedal integrado con función Chip Blower (Escorpión)	N	N	N	O
Movable Arm Chair / Brazo Plegable	O	S	S	S
Bi-articulated Headrest Kit / Kit de Reposacabezas Biarticulado	S	S	S	S
Soft comfort / Soft comfort	O	O	O	O
Upholstery - Feet Protector Kit / Tapizado - Kit protector de los pies	O	S	S	S
DENTAL UNIT / UNIDAD DENTAL				
Electric Micro Motor / Micro Motor Eléctrico	O	O	O	S
4th Terminal Kit / Kit 4º Terminal	O	O	O	N
5th Terminal Kit / Kit 5º Terminal	O	O	O	O
Curing Light Kit / Kit Lámpara de Fotocurado	O	O	O	O
Kit Auxiliar Tray / Kit Bandeja Auxiliar	S	S	S	S
Kit PAD (Electronic Commands) / Kit PAD (Comandos Electrónicos)	O	O	S	S
Kit Ultrasound / Kit de Ultrasonido	O	O	O	O
Kit Negatoscope / Kit Negatoscopio	O	O	S	S
Kit Fiber Optic Terminal / Kit Terminal de Fibra Óptica	O	O	O	O
Kit Flush / Kit Flush	O	O	O	S
Triple Syringe Heating Kit / Kit Calentador de Jeringa Triple	O	O	O	O
Kit Jet of Bicarbonate / Kit Chorro de Bicarbonato	O	O	O	O
WATER UNIT / UNIDAD DE AGUA				
Kit 2nd Suction Venturi / Kit Suctor 2º - Venturi	O	O	O	O
Kit 2nd Suction Vac Plus / Kit Suctor 2º - Vac Plus	O	O	O	O
Kit 2nd High Suction / Kit Suctor 2º - Bomba de vacío	O	O	O	O
Kit Proximity Sensor for Spittoon / Kit Sensor de Proximidad de la Escupidera	O	S	S	S
Assistant Arm Without PAD Kit / Kit Alcance sin Kit PAD	O	O	N	N
Assistant Arm With PAD Kit / Kit Alcance con kit PAD	O	O	O	S
Triple Syringe Heating Kit / Kit Calentador de Jeringa Triple	O	O	O	O
Cup Filler Kit with electric activation / Llena vaso Kit con accionamiento eléctrico	S	S	S	S
Water electric activation on the spittoon / Accionamiento eléctrico del flujo de agua en la escupideira	O	S	S	S
Triple Syringe Kit / Kit Jeringa Triple	O	O	O	N
Injected Triple Syringe Kit / Kit Jeringa Triple Inyectado	N	N	N	O
DENTAL LIGHT / REFLECT				
Persus LED / Persus LED	S	S	O	N
3 LEDs / 3 LEDs	O	O	S	O
5 LEDs / 5 LEDs	O	O	O	S
5 3x2 LEDs / 5 LEDs 3x2	O	O	O	O
OTHERS / OTROS				
Multimedia Kit / Kit multimedia	O	O	O	O

N: not applicable | O: optional | S: serial item
N: no se aplica | O: opcional | S: ítem de serie

*Not available for the S200 Line. No disponible para la línea S200.
** Optional. Opcional.



www.saevo.com.br

Rodovia Abrão Assed KM 53 + 450m, Recreio Anhaguera
CEP 14097-500 - Ribeirão Preto - SP - Brasil