



TIMEX SENSOR

LA EVOLUCIÓN QUE SE VE

Es hora de salir del análogo y digitalizar su clínica para obtener diagnósticos más claros, precisos y seguros.



Tamaño 1
área activa: 20 x 30 mm

Tamaño 2
área activa: 26 x 36 mm

Timex Sensor ofrece potentes soluciones de imagen y conecta su consultorio con el futuro.

Con él, optimiza los procesos de captura radiográfica intraoral y gestiona eficientemente las imágenes de sus pacientes.

El Timex Sensor tiene un software intuitivo que es compatible con los equipos de rayos X periapicales y se puede instalar en la cantidad de computadoras que desee.

Olvídate de las películas radiográficas y líquidos de revelados. ¡Ahorre tiempo y contribuya a la preservación del medio ambiente!

BENEFICIOS

- Facilita la comunicación entre profesionales
- Manipula y guarda imágenes
- És ecológicamente correcto
- Proporciona precisión en el diagnóstico
- Reduce los costos de película y procesamiento

Características

Cable más resistente

El Timex Sensor utiliza un cable USB 2.0 de 3 m fácil de reemplazar.

Resistencia contra choques

La funda de silicon interno hace con que el Timex Sensor sea mas resistente.

Licencias ilimitadas

No hay límites de licencia y se puede instalar en cualquier computadora* en su clínica, guardar las imágenes y acceder a ellas desde cualquier lugar.

La nitidez perfecta de la imagen

Capture imágenes de alta definición en tiempo real. Con 25 pares de líneas y funciones avanzadas de procesamiento de imágenes, tiene imágenes claras para el mejor diagnóstico.

Imágenes ordenadas

Registre a sus pacientes, capture imágenes al instante y ordene todas las imágenes en segundos!

Comparte imágenes y diagnósticos

Guarde imágenes en varios formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPEG. Genere informes en PDF y compártalos instantáneamente con sus clientes y colegas que continuarán el tratamiento.

Característica completa

Amplia gama de herramientas como rotación, zoom, brillo, ajuste de contraste y gamma, positivo/negativo, ajuste de color, relieve, inserción de texto, flechas, círculos, selección de área y recorte, medición de ángulo y segmento, barra para informes/diagnóstico, odontograma y comparación de imágenes en pantalla completa.

Ahorra tiempo

Si bien le toma aproximadamente 5 minutos capturar y revelar una imagen a través del sistema analógico, El Timex Sensor lo hace en aproximadamente 5 segundos!

Compatibilidad

El Timex Sensor es compatible con los equipos de rayos X intraorales existentes.

Ahorra dinero

Deje de gastar en películas, reveladores y fijadores. La inversión para tener su Timex Sensor es menor que la cantidad gastada mensualmente en esos productos de procesamiento.

Impresiona sus clientes

Sus clientes quedarán impresionados por la tecnología y la riqueza de detalles que se puede ver antes y después del procedimiento.

Ecologicamente correcto

Descarte el uso de los productos químicos como reveladores fijadores.

Informaciones técnicas

***Sistemas operacionales:** Windows 7 Home, Start, Pro (x86 andx64); Windows 8 Pro (x86 andx64); Windows 8.1 Pro (x86 andx64); Windows 10 Home e Pro (x86 andx64) e CPU: Intel Core i3 3.0 GHz o mayor. RAM: 4GB DDRs SDRAM - HDD: 500 GB o mayor- USB Connector: 2X USB 2.0- Monitor: 1024 x 768.



CONSULTE A UN DISTRIBUIDOR Y COMPRA AHORA